

YES!™

LASER HAIR REMOVER

user guide



the beauty specialists

WARNHINWEISE

- **Bitte lesen Sie vor der Anwendung die vorliegenden Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.**
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn die Bedienung des Gerätes unter Aufsicht erfolgt, oder die Personen hinsichtlich des sicheren Gebrauchs und der möglichen Gefahren, die durch den Gebrauch entstehen können, eingewiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.

WARNHINWEISE

- Das Gerät darf nur mit der auf dem Etikett angegebenen Spannung betrieben werden.
- Bei Beschädigung des Kabels darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- Nicht für dunkle Haut geeignet, z. B. für Personen afro-karibischer Herkunft, oder bei grauem Haar. Siehe „Geeignete Hauttypen und Intensitätsstufen“.
- Die Laser-Haarentfernung sollte nicht unangenehm sein. Ggf. spüren Sie die Behandlung einzelner Haare wie einen leichten Nadelstich und eine leichte Erwärmung des behandelten Bereichs.
- Wenn Sie die Massage als unangenehm oder schmerzhaft empfinden, ist die Einstellung möglicherweise zu stark.

WARNHINWEISE



- Eingebaute Sicherheitsfunktionen schützen die Augen vor dem Laserlicht. Richten Sie das Gerät dennoch niemals direkt auf oder in den Bereich in der Nähe der Augen aus.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT in der Nähe brennbaren Materials.
- Reflexionsgefahr: Entfernen Sie vor dem Gebrauch bitte sämtlichen Schmuck nahe der zu behandelnden Hautpartie.
- Behandeln Sie dieselbe Haarpartie nicht mehrfach in einer Sitzung.
- Nicht nach dem Genuss von Alkohol oder, wenn Sie sich unwohl oder müde fühlen, verwenden.
- Behandeln Sie nicht die folgenden Bereiche: Tätowierungen, Permanent-Make-up, Pickel, Warzen, Haar auf schwarzen Flecken oder Leberflecken, dunkle Flecken, Hauterkrankungen, Geburtsmale,

WARNHINWEISE


Verbrennungen, Lippen, Brustwarzen, Genital- oder Analbereiche, Ekzeme, Augenwimpern, Augenbrauen, Augenbereich, Nasen- oder Ohrenhaare.

- Es handelt sich um einen empfindlichen Laserscanner. Behandeln Sie das Gerät vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu demontieren oder zu reparieren! Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Gerätemissbrauch kann Schäden zur Folge haben.
- Setzen Sie KEINE Sicherheitsfunktionen außer Betrieb.
- Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs von starken elektromagnetischen Feldern und Magneten fern.

WISSENSWERTES ÜBER YES LASER



- 7 Intensitätsstufen 1-5
- 8 Code falsch eingegeben
- 9 'OK-Häkchen'
- 10 Audio/Stummschaltung
- 11 Fehler
- 12 Sicherheitscode
- 13 Mehrhaar-Behandlung
- 14 Einzelhaar-Behandlung



- 17 Berührungspunkte
- 18 Laseröffnung
- 19 Erkennungsleitfaden
- 20 Helle Haut und Behandlungslicht



© The Dezac Group 2015

„Schluss mit Rasieren,
Wachsbehandlung
und Epilation...

YES!“

© The Dezac Group 2015



YES!™ LASER HAIR REMOVER 8

WISSENSCHAFTLICHER HINTERGRUND

LASERTECHNOLOGIE



Bei der Yes Laser Haarentfernung wird ein Laserstrahl auf das Haarfollikel gerichtet, der ausreichend Energie besitzt, um die Wurzel ohne Beschädigung des Umgebungsbereichs zu zerstören. Das Ergebnis ist eine permanente Haarreduzierung. Die bedienfreundliche Laser-Haarentfernung eignet sich sowohl für unerwünschte Gesichts- als auch Körperbehaarung.

Haut und Haare enthalten das natürliche Pigment Melanin. Der Melaningehalt Ihrer Haut ist maßgeblich entscheidend für Ihre Hautfarbe und verantwortlich für die Bräunung der Haut in der Sonne. Haut und Haarfollikel enthalten unterschiedliche Melaninkonzentrationen.


Ein Laser erzeugt einen starken Lichtstrahl einer einzigen Wellenlänge. Yes Laser arbeitet mit einer Wellenlänge, die gezielt auf das Melanin im Haarfollikel gerichtet wird. Das Haarfollikel absorbiert so die Laserenergie.

Die absorbierte Laserenergie führt zu einer raschen Erhitzung des Haarfollikels. Die Hitze zerstört die für das Wachstum verantwortlichen Zellen. Bei entsprechender Erhitzung wird das Follikel zerstört und eine dauerhafte Reduzierung unerwünschter Behaarung erreicht. Die Haut ist davon nicht betroffen, da sie Licht dieser Wellenlänge gegenüber im wesentlichen transparent ist.

Die Haarfollikelbehandlung ist nur möglich, wenn Haare vorhanden sind. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn das Haar aktiv wächst. Für eine dauerhafte Haarreduzierung werden sechs Behandlungen über einen Zeitraum von sechs Monaten empfohlen. Zur Entfernung hartnäckiger Härchen sind gelegentliche Zwischenbehandlungen sinnvoll.

Das erwartet Sie

Ggf. spüren Sie die Behandlung einzelner Haare wie einen leichten Nadelstich und eine leichte Erwärmung des behandelten Bereichs. Die meisten Personen spüren jedoch nichts.



Wer sollte Yes Laser nicht verwenden?

Die Laserhaarbehandlung ist nicht für folgende Haut- und Haartypen geeignet:

- Afrokaribische oder schwarze Haut – die Melaninkonzentration der Haut ist zu hoch
- Weißes oder graues Haar – die Melaninkonzentration des Haares ist zu gering

Anhand der folgenden Tabelle können Sie feststellen, ob eine Laserhaarbehandlung geeignet ist und wenn ja, in welcher Intensitätsstufe.



HAUTTYPEN UND INTENSITÄTSSTUFEN

Hautton	Bräunungshistorie	Maximale Intensitätsstufe
Sehr hell, „transparent“	Verbrennt leicht, bräunt nie	 Sofern ein Test durchgeführt wurde, sind alle fünf Intensitätsstufen denkbar
Hell	Verbrennt leicht	
Hell bis helles Oliv	Verbrennt mittelschnell	
Oliv/gebräunt	Verbrennt selten, bräunt schnell	 Sofern ein Test durchgeführt wurde, können die Intensitätsstufen 1, 2 und 3 verwendet werden
Dunkelbraun	Verbrennt sehr selten	
Schwarz	Verbrennt nie	
		NICHT geeignet für Laserbehandlung

DIE ERSTEN SCHRITTE

TESTANWENDUNG ✓

Testen Sie die Reaktion Ihrer Haut 24 Stunden vor dem eigentlichen Behandlungsbeginn auf kleiner Fläche.

Verändern Sie die Intensität mit den Tasten (+) bzw. (-). Behandeln Sie mehrere Bereiche mit jeder Intensitätsstufe bis zur für Ihren Hauttyp maximalen Stufe (siehe Tabelle). Wenn die Behandlung unangenehm wird, ist die letzte Intensitätsstufe die maximal höchste für Sie geeignete Stufe.

In der Stunde nach der Behandlung kann eine leichte Rötung auftreten, muss aber nicht. Eine örtlich begrenzte Rötung ist normal. Wenn die Rötung allerdings nach 24 Stunden immer noch sichtbar ist, ist dies ein Hinweis darauf, dass die gewählte Stufe für Ihren Hauttyp zu hoch war. Verwenden Sie dann bei der nächsten Behandlung eine niedrigere Intensitätsstufe.

HINWEIS: Da die Hauttöne auf unterschiedlichen Körperpartien unterschiedlich ausfallen können, sind je nach Hautbereich möglicherweise unterschiedliche Stufen erforderlich. Für jeden Bereich sollte die geeignete maximale Intensität getestet werden.



Wie sollte ich meine Haut vorbereiten?

Eine Laserhaarentfernung erfordert keinerlei spezielle Vorbereitung der Haut. Die Haut sollte lediglich gereinigt sein. Eine Laserhaarentfernung ist am wirksamsten auf heller Haut. Verzichten Sie deshalb auf Sonnenbaden, Solariumbesuche und die Anwendung von Bräunungsmitteln.

Wie sollte ich die Haare vorbereiten?

Rasieren Sie den Behandlungsbereich. Auf diese Weise der Laser direkt an die Haarwurzel gelangen und das Verbrennen der Haare auf der Hautoberfläche wird vermieden.

Welche Partien können behandelt werden?

Die meisten Körperhaare lassen sich mit Laser entfernen – die häufigsten Bereiche sind Gesicht, Achseln, Beine, Brust, Rücken und Bikinizone. Wir RATEN davon AB, Yes Laser für die Augenbrauen zu verwenden.

Kann ich die Laserhaarentfernung auch auf sensibler Haut anwenden?

Ja. Der Laser reagiert mit dem Haar, sodass die Haut nicht betroffen ist.

SICHERHEITSMERKMALE

Sicherheitsschlüssel

Mit dem Schlüssel kann das Gerät bei Nichtgebrauch sicher gesperrt werden.

Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn so, dass, wenn er abgezogen wird, der Pfeil auf den grünen Punkt weist.



Sicherheitscode

Um das Produkt verwenden zu können, ist ein Sicherheitscode notwendig:

- 1 Taste zur Stufenerhöhung (+)
- 2 Mode-Taste
- 3 Taste zur Stufenreduzierung (-)
- 4 Mode-Taste

Um den Sicherheitscode zu ändern, siehe Seite 28.

SICHERHEITSMERKMALE

Wenn der Sicherheitscode richtig eingegeben wurde, werden **OK-Häkchen** und das Symbol für die **Mehrhaar-Behandlung** angezeigt. Das Gerät ist auf Stufe 1 eingestellt. Der **Ein-Schalter** blinkt. Gleichzeitig leuchtet auch die niedrigste Intensitätsstufe.


Hinweis: Bei Eingabe eines falschen Code wird das Gerät gesperrt. Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie einige Sekunden und schalten Sie dann das Gerät erneut ein. Geben Sie den Sicherheitscode korrekt erneut ein.

BEHANDLUNGSMODI

In den Behandlungsmodi werden nacheinander einzelne Haare behandelt.

Mehrhaar-Behandlung

- Behandlung mehrerer



Behandlungs-
bereich



Abdruck

Ein Drittel Überlappung

Das Andrücken des Geräts auf die Haut hinterlässt einen leichten Abdruck. Achten Sie für eine gleichmäßige Behandlung darauf, dass sich bei jedem Behandlungsvorgang die Abdrücke leicht überlappen.

Einzelhaarbehandlung

- Behandlung einzelner Haare




Behandlungs-
bereich


Abdruck

Bei der Einzelhaarbehandlung wird ein kleiner Bereich in Angriff genommen. Dies eignet sich speziell für einzelne, problematische Härchen.


ANWENDUNG




1. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Anschluss am Gerätesockel auf der Geräterückseite und verbinden Sie das Gerät mit der Steckdose.




2. Entsperren Sie das Gerät mit dem Sicherheitsschlüssel. Vgl. **Sicherheitsmerkmale** auf Seite 15. Das Symbol für den Sicherheitscode blinkt.




3. **Geben Sie den Sicherheitscode von Seite 15 ein. Das OK-Häkchen** und das Symbol für die **Mehrfachhaar-Behandlung** werden angezeigt. Das Gerät ist auf Stufe 1 eingestellt. Der **Ein-Schalter** blinkt.



4. Wählen Sie die für Ihre Haut passende Intensitätsstufe über die Taste + bzw. – aus. Die für Ihre Haut geeignete **Intensitätsstufe** entnehmen Sie bitte der Anleitung auf Seite 12.




5. Wenn Sie die **Einzelhaar-Behandlung** auswählen möchten, drücken Sie die **Mode-Taste**. (vgl. **Behandlungsmodi** auf Seite 17).





6. Drücken Sie den Ein-Schalter. Der blaue Ring um den Schalter hört auf zu blinken.


ANWENDUNG



7. Setzen Sie das Gerät auf die Haut über den zu behandelnden Bereich und stellen Sie sicher, dass die Berührungspunkte Hautkontakt haben. Yes Laser verfügt über eine Hauterkennungsfunktion: Wenn das Gerät richtig platziert ist, leuchtet die weiße Behandlungsleuchte an der Vorderseite auf.



8. Betätigen Sie die **Behandlungstaste** und HALTEN Sie sie GEDRÜCKT, um die Laserbehandlung zu beginnen. Die weiße Behandlungsleuchte blinkt, um anzuzeigen, dass die Laserbehandlung aktiv ist. Der ausgewählte Behandlungsmodus blinkt und das Gerät gibt einen wiederholten Ton aus (kann ausgeschaltet werden, siehe Seite 21). Wenn die Laserbehandlung abgeschlossen ist, hören das weiße Licht und der ausgewählte Behandlungsmodus auf zu blinken. Sie können nun den Behandlungsbereich wechseln. Wenn Sie zum nächsten Behandlungsbereich wechseln, müssen die Berührungspunkte kurz von der Haut gelöst werden.



Hinweis: Während der Behandlung darf der Hautkontakt nicht unterbrochen werden! Sie müssen hier den Kontaktpunkt ggf. anpassen. Die Behandlung kann bis zu 60 Sekunden dauern, je nach Behandlungsmodus und Intensitätsstufe.

9. Schalten Sie das Gerät aus und sperren Sie es mit dem Sicherheitsschlüssel. Stecken Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Schlüssel ab und bewahren Sie beides getrennt voneinander auf. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Hinweis: Wenn innerhalb von 20 Minuten keine Taste betätigt wird, wechselt das Gerät in den Standby-Modus. Um das Gerät wieder zu starten, drehen Sie den Schlüssel aus und wieder ein.

Hinweis: Wenn sich das Gerät unerwartet verhält, kann dies durch äußere elektromagnetische Interferenzen bedingt sein, z. B. ein Elektromotor oder Lautsprecher. Entfernen Sie diese Quelle und starten Sie das Gerät neu. Ein unbeabsichtigtes Aktivieren des Lasers ist nicht möglich.

Zurücksetzen nach Sperre

Wenn das **Fehler**-Symbol anzeigt, dass das Gerät gesperrt ist, setzen Sie es zurück, indem Sie es mit dem Sicherheitsschlüssel ausschalten, dann fünf Sekunden warten und erneut einschalten.

Mute-Taste

Drücken Sie die **Mute-Taste** an der Geräterückseite, um den Ton auszuschalten. Drücken Sie erneut auf diese Taste, wenn Sie den Ton wieder einschalten möchten.



Hinweis: Warntöne können damit nicht ausgeschaltet werden.

HINWEISE ZUR NACHBEHANDLUNG

Wie sieht meine Haut nach der Behandlung aus?

Normalerweise gibt es keine sichtbaren Veränderungen. Nach der Behandlung können leichte Rötungen auftreten, die aber normalerweise innerhalb von 24 Stunden verschwinden. Leichte Rötungen nach der Behandlung sind auf die Zerstörung der Haarfollikel zurückzuführen und völlig normal. Wenn eine Rötung nach 24 Stunden immer noch sichtbar ist, ist dies jedoch ein Hinweis darauf, dass die gewählte Stufe für Ihren Hauttyp zu hoch war. Bitte lesen Sie dazu das Kapitel „Testanwendung“. Beachten Sie, dass auch länger anhaltende Rötungen verschwinden.

Ist nach der Laserhaarentfernung irgend etwas zu beachten?

Verzichten Sie mindestens eine Woche nach der Behandlung auf Sonnenbäder. Wenn Sie in die Sonne gehen, verwenden Sie einen Sonnenschutz. Verwenden Sie keine Hautreinigungsmittel mit Peelingwirkung. Verzichten Sie mindestens 48 Stunden auf Besuche gechlorter Schwimmbäder und auf heiße Wannenbäder. Der Chlorgehalt des Wassers kann zu Juckreiz führen.

Gibt es eine besondere Pflege nach der Behandlung?

Wenn Sie möchten, können Sie eine parfümfreie Pflege lotion auftragen oder ein Eispack oder ein feuchtes Handtuch auflegen, um die behandelten Bereiche zu kühlen. Achten Sie an den behandelten Bereichen für eine Dauer von drei Tagen besonders auf die Hygiene. Verwenden Sie am besten zwei Mal täglich eine antibakterielle Seife. Wenn Sie eine Achselbehandlung durchführen, verzichten Sie 2 – 3 Tage auf den Gebrauch von Deodorants.

Darf ich zwischen den Behandlungen auch andere Haarentfernungsmethoden verwenden?

Da für eine wirksame Laserbehandlung mit Yes Laser ein Haar im Follikel vorhanden sein muss, sind Haarentfernungsmethoden, die die Haare herausziehen, wie Wachs, Epilation und Zupfen, NICHT zwischen den Behandlungen geeignet. Das Bleichen der Haare ist ebenfalls NICHT geeignet, da es dem Haar das Pigment entzieht und die Laserbehandlung damit unwirksam macht.

HINWEISE ZUR NACHBEHANDLUNG

Wie oft kann ich die Behandlung wiederholen?

Solange das Haarfollikel oder die umgebende Haut nicht gerötet, wund oder entzündet ist, kann die Behandlung nach 24 Stunden wiederholt werden. Meist wartet man 3-4 Wochen zwischen den Behandlungen, um festzustellen, welche Haare ausgefallen und welche evtl. nachgewachsen sind. Wann Sie Anschlussbehandlungen durchführen, ist nicht wichtig. Wählen Sie einen Zeitpunkt. Achten Sie nur darauf, denselben Bereich nicht zu häufig hintereinander zu behandeln. Dies könnte zur Rötungen und Schwellungen führen.


Wie viele Behandlungen werde ich brauchen?

Eine Laserhaarentfernung ist normalerweise effektiv, wenn in einem Zeitraum von sechs Monaten mindestens sechs Behandlungen durchgeführt werden. Dies ist jedoch bei jedem anders und hängt von dem behandelten Bereich, der Haardichte, dem Haarwuchszyklus und der Haarfarbe ab. Dunkle Haare auf heller Haut sprechen am besten auf eine Lasertherapie an, allerdings benötigen sowohl dunkle als auch helle Haare im Allgemeinen mehrere Behandlungen für langfristige Resultate. Bei manchen Menschen sind mehr, bei manchen weniger Behandlungen für ein zufriedenstellendes Ergebnis notwendig. Am Anfang werden Sie mit jeder Behandlung bemerken, wie die Haare im behandelten Bereich allmählich weniger werden/ausdünnen. Frauen mit übermäßigem Haarwuchs aufgrund von hormonellen Problemen benötigen längerfristige Behandlungen.

Wann ist eine Laserhaarbehandlung am wirksamsten?

Es gibt drei Phasen in einem Haarwuchszyklus. Eine Laserbehandlung ist am effektivsten, während der aktiven Wachstumsphase eines Haares. In einer einzigen Behandlung können sich nicht alle Haarfollikel in einer aktiven Wachstumsphase befinden. Um alle Haare in einer aktiven Wachstumsphase zu erreichen, sind mehrere Behandlungen erforderlich.

HAARWUCHSZYKLUS



REINIGEN DER LASERÖFFNUNG



Überprüfen Sie regelmäßig, ob sich evtl. Rauchablagerungen in der Laseröffnung befinden. Ablagerungen können die Wirksamkeit des Lasers beeinträchtigen. Wenn Sie Ablagerungen bemerken, schalten Sie das Gerät aus und ziehendas Netzteil aus der Steckdose. Reinigen Sie die Öffnung dann einfach mit einem fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen.

CHECKLISTE

- ✓ Ziehen Sie nach dem Gebrauch das Netzteil immer ab und bewahren Sie es außer Reichweite von Kindern auf.
- ✓ Nutzen Sie das Produkt ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil.
- ✓ Um den Laser zu schützen, sollte das Gerät nicht über 40°C aufbewahrt werden.
- ✓ Um eine optimale Laserleistung sicherzustellen, wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab und reinigen Sie die Berührungspunkte und die Vorderseite des Geräts regelmäßig mit einem Wattestäbchen, nachdem Sie es ausgesteckt haben.
- ✓ Bewahren Sie das Gerät stets sicher auf und nutzen Sie es nur zu dem in diesen Anweisungen beschriebenen Zweck.
- ✓ Einigen Sie die Laseröffnung regelmäßig mit einem fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen und achten Sie darauf, dass keine Fasern hängen geblieben sind, um eine optimale Laserleistung sicherzustellen.
- ✓ Für unerwartetes Verhalten des Produkts kann eine externe elektromagnetische Störung verantwortlich sein. Entfernen Sie diese Quelle und starten Sie das Produkt neu, um den vollen Betrieb wiederherzustellen. Ein unbeabsichtigtes Aktivieren des Lasers ist nicht möglich.
- ✗ Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät auseinanderzubauen oder selbst zu reparieren! Wenden Sie sich bei Problemen oder Störungen bitte an unseren Kundendienst.
- ✗ Nicht in Wasser tauchen.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Ich habe meinen Schlüssel verloren.	Notieren Sie sich die Seriennummer Ihres Geräts, die sich am Fuß des Produkts befindet, und rufen Sie die Kundenbetreuung an. Sie senden Ihnen gerne einen neuen Schlüssel zu.
Die Laserbehandlung kann nicht beginnen, wenn die Behandlungstaste gedrückt gehalten wird.	Stellen Sie sicher, dass die Berührungspunkte Hautkontakt haben. Achten Sie darauf, dass der Behandlungsraum gut ausgeleuchtet ist.
Es leuchten keine Kontrollleuchten auf dem Gerät.	Stellen Sie sicher, dass das Netzteil in der Steckdose eingesteckt und das Stromkabel ganz an der Geräteunterseite eingesteckt ist. Wenn die Tasten 20 Minuten lang nicht berührt werden, schaltet sich das System ab. Drehen Sie den Sicherheitsschlüssel und geben Sie den Sicherheitscode ein, um das Gerät neu zu starten.

ÄNDERN DES SICHERHEITSSCHLÜSSELS

Um einen eigenen Sicherheitscode festzulegen, entsperren Sie das Gerät, indem Sie den Sicherheitsschlüssel drehen und den bisherigen Sicherheitscode eingeben. BEVOR Sie eine andere Taste drücken, gehen Sie in folgender Reihenfolge vor: 3 Mal drücken zur Steigerung der Intensitätsstufe (+), 3 Mal die Modus-Taste drücken, 3 Mal die Taste zur Reduzierung der Intensität drücken und 3 Mal die Modus-Taste drücken.

Der Sicherheitscode und die fünf Symbole für die Intensitätsstufen blinken.

Geben Sie den gewünschten Sicherheitscode über eine Kombination aus vier Tasten ein (ausgenommen die Behandlungs- und Einschalttaste). Jede Tastenbetätigung wird über die Intensitätsstufen 1 bis 4 angezeigt. Alle fünf Intensitätsstufen blinken drei Mal, um die Bestätigung des Sicherheitscodes anzuzeigen. Notieren Sie sich den Sicherheitscode an einem sicheren Ort.

Wenn Sie keinen Sicherheitscode innerhalb von 20 Sekunden eingeben oder die Behandlungstaste betätigt wird, wird das Gerät gesperrt. Drehen Sie den Sicherheitsschlüssel aus und wieder ein und geben Sie dann den ursprünglichen Sicherheitscode ein, um neu zu beginnen.

Wenn Sie die Behandlungstaste drücken, wird das Gerät gesperrt und der Code nicht gespeichert.

UNSERE EMPFEHLUNGEN

Deep Pore Cleanser

Deep Pore Cleanser reinigt, spendet Feuchtigkeit und erfrischt die Haut mit Mikrostrom-Technologie und sorgt damit für ein verjüngtes, strahlenderes und durch und durch reines Hautbild.



GARANTIE

Registrieren Sie Ihre Zwei-Jahres-Garantie unter: www.riobeauty.com/warranty_online.htm

ENTSORGUNG



Die Elektro- und Elektronik-Geräteabfall (WEEE) Richtlinie (2002/96/EC) ist in Kraft, um die besten verfügbaren Verwertungs- und Recycling-Technologien zu nutzen, und auf diese Weise den Einfluss auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen aufzubereiten und ein Anwachsen der Mülldeponien zu verhindern. Das Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert, daher stellen Sie bitte sicher, dass am Ende des Produktlebenszyklus, dieses Produkt ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

KUNDENBETREUUNG

Für alle Fragen und Probleme ist unser Kundendienst telefonisch für Sie erreichbar unter: **01242 702345**

oder schreiben Sie uns eine E-Mail: [**online@riobeauty.com**](mailto:online@riobeauty.com)

Für Nachbestellungen von Zubehörteilen besuchen Sie uns im Internet auf www.riobeauty.com oder setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.

© The Dezac Group 2015

© The Dezac Group 2015

© The Dezac Group 2015



KLASSE-1-PRODUKT
LIEFERUMFANG
KLASSE-3B-LASER



LASER SAFE[®]
TECHNOLOGY

© The Dezac Group 2015

© The Dezac Group 2015

© The Dezac Group 2015

www.riobeauty.com

G



Rio, Dezac und Yes Laser Hair Remover sind Marken von The Dezac Group Ltd © The Dezac Group Ltd 2015
Hergestellt durch Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham, England GL53 7ET

1-IN-LAHC6-G/1.1