

Hyaluronsäure für die Mesotherapie

Friskick in 10 Minuten

ästhetische Mesotherapie mit **unvernetzter** Hyaluronsäure

Und so funktioniert sie:

Niedermolekulare Hyaluronsäure zeigt eine gute Diffusion im Gewebe. Kleine Fältchen werden reduziert.

Die Hautfestigkeit und -dicke kann verbessert werden.

Princess® Rich ist ein steriles, viskoelastisches, isotones und biologisch abbaubares Gel, nicht-tierischer Herkunft und fördert im Gewebe, die

- ▷ Proliferation von Fibroblasten
- ▷ Kollagenneubildung
- ▷ Gefäßneubildung

Basierend auf der SMART-Technik, wird die Hyaluronsäure nicht quervernetzt, sondern mittels dem natürlichen feuchtigkeitsspendenden Glycerin stabilisiert.


Die Haut sieht sichtbar praller aus. Die Injektionen erfolgen in der oberflächlichen Dermis und geben verloren gegangene Elastizität zurück. Der Teint glänzt und das Hautbild sieht genährt und aufgepuffert aus.

Princess® RICH ist für die Mesotherapie indiziert.

Es wird empfohlen, diese Behandlungen dreimal im Abstand von 2-3 Wochen durchzuführen.

Princess® RICH 18mg/ml Fertigspritze 1 x 1ml

einzelne Problemzonen oder
das gesamte Gesicht schnell
und einfach behandeln



unvernetzte Hyaluronsäure für die Mesotherapie

oberflächliche Mikro Boli	30° 2,0mm
Mikro Boli	15° 0,5 mm
Mikro Depot	45° 3,0 mm
Retrograde Technik	30° 2,0 mm
Fächertechnik mit blunt tip cannula (subcutan)	

BIO - REMODELLIERUNG

Was ist Profhilo®?

PROFHILO® weist eine einzigartige, patentierte Formulierung auf.

Thermisch werden hoch- und niedermolekulare Hyaluronsäure zu einem

Hybridmolekül verbunden. Dadurch verbleibt PROFHILO® bis zu 30 mal länger im Gewebe. Es werden keine Zusatzstoffe wie z.B. BDDE benötigt. Die körpereigene Hyaluronsäure-Produktion sowie die Elastin- und Kollagenbildung werden stimuliert. PROFHILO® gibt der Haut das zurück, was sie mit den Jahren verloren hat.



★ Der ultimative
FRESH-UP

PROFHILO® verwendet die **BAP** Technik (Bio ästhetische Punkte)

Mit nur 5 kleinen Injektionen pro Gesichtshälfte werden die besonders aufnahmefähigen BAP unterspritzt.

Das Ergebnis lässt sich sehen:

die Injektionspunkte verteilen sich flächig in der Subkutis und bewirken umgehend ein frisches Aussehen. Nachdem PROFHILO® länger im Gewebe verbleibt, regt es eine intensive Kollagenbildung an.

PROFHILO® 1 x 2ml

BAP

